

PFOS・PFOA・PFHxS 採水手順のご案内

PFOS・PFOA・PFHxS 試験のご依頼にあたり、指定の容器（500mL×2 本）に採水を行い
試験検査依頼書とともに弊所までご送付ください。

- ① 試験品 1 検体の必要量は 1000mL です。
 - ・採水 1 箇所ごと採水容器(500mL)に 2 本ずつ採水してください。
- ② 採水前に容器を共洗い（試験品と同じ水で容器内をすすぐ）してください。
 - ・採水器具（バケツやひしゃく等）を使用される場合、テフロン等のフッ素樹脂加工品は使用しないでください。
 - ・採水容器は 満水にし、しっかり密栓し、付属のポリ袋に入れてください。
- ③ 採水後は冷蔵庫・保冷剤入りクーラーボックス等で冷蔵保管し、
できるだけ早く弊所へ冷蔵便（午前中着指定）にて弊所までお送りください。

【注意点】

* 複数検体のご依頼の場合は、容器にラベルを付けるなど、識別ができるようにしてください。

ご不明な点がございましたら、弊所までお問い合わせください。



【お問い合わせ・試験品送付先】

公益社団法人日本食品衛生協会

食品衛生研究所 試験検査センター

検査事業部 事業推進課

〒194-0035

東京都町田市忠生 2-5-47

TEL : 042-789-0211

E-mail : kensa@jfha.or.jp